


マジック・ギプスセット (災害・備蓄用)

特長 災害緊急時にそれぞれを組み合わせて各部位を固定することができます。



セット構成

- マジック・ギプス 下肢用 E-12 本体1台 / 綿カバー2枚 / ベルト2本 / 吸引ノズル付きホース1本 / 真空ポンプ 1本
- マジック・ギプス 上肢用 E-13 本体1台 / 綿カバー2枚 / ベルト2本 / 吸引ノズル付きホース1本 / 専用バッグ 1個
- マジック・ギプス 頭部用 E-14 本体1台 / 綿カバー2枚 / ベルト3本 / 吸引ノズル付きホース1本

ベルト付きカバー MB-BC、MB-BC-L

- 手術台と固定し、手術台を傾けた際のずれる可能性を軽減。
- 防水加工なので中に液体を通しません。
- 本体のピンホール予防にもなります。



ベルト付きカバー(前面)

ベルト付きカバーの手術台への固定



ベルト付きカバー(後面)

ディスポーザブルカバー MB-DC、MB-DC-L

- 裏面にPE加工を施しているため、血液・体液を通しません。
- ディスポーザブルなので衛生的です。



綿カバー (MB-1用のみ)

- 綿なので患者様の汗を吸収します。
- 洗濯可能で何度も使用可能です。



規格及び付属品

製品名	製品番号	カラー	JANコード	枚/箱
マジック・ベッドMB-1用ベルト付きカバー	MB-BC	ホワイト/ブルー	4562192059267	1枚
マジック・ベッドMB-L用ベルト付きカバー	MB-BC-L	ホワイト/ブルー	4562192059274	1枚
マジック・ベッドMB-1用ディスポーザブルカバー	MB-DC	ホワイト	4562192059205	30枚
マジック・ベッドMB-L用ディスポーザブルカバー	MB-DC-L	ホワイト	4562192059250	30枚
マジック・ベッドMB-1用綿カバー	11761111	ホワイト	-	1枚

部品



規格及び付属品

製品名	製品番号	JANコード	枚/袋
陰圧式固定具用ホース 1.5m(ノズル付き)	11761115	-	1本
陰圧式固定具用ホース部品 ノズルのみ	11761117	-	1個
陰圧式固定具用部品 排気ロスベアキャップ	11761116	-	1個
真空ポンプ	11761211	-	1本

特長

- 安心の日本製
- 本体、部品全てラテックスフリー
- 修理対応が可能(ボディーキーパーのみ)
(マジック・ベッドとマジック・ギプスは下取り交換にて対応)
- ベルト付きカバーは特注製造が可能

製造販売元: **オカダ医材株式会社**

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-17-5
TEL: 03-3813-9612 FAX: 03-3813-3095

大阪支店 〒530-0043 大阪府北区天満 1-21-13
TEL: 06-6351-6207 FAX: 06-6351-6398

<http://www.okdms.co.jp>

代理店 ご注文・お問い合わせは



陰圧式固定具

Magic Bed
マジック・ベッド

Magic Gips
マジック・ギプス

Body Keeper
ボディー・キーパー

必要な体位のまま患者さんを
しっかり安全に支える
ロングセラーの陰圧式固定具の
ラインナップ。

診療、手術、救急搬送時に必要な
さまざまな体位に応じて
患者さんを安全に確実に支える、固定具。
吸引式により任意の形状で固定できるので、
扱いやすいのも特徴です。

マジック・ベッド / MB-1、MB-1R、MB-L


製造販売届出番号13B2X00361000MB1

特長 上半身の固定のとき、頭部の位置決めに便利な形状になっています。
用途 術中、術後の体位保持及び安静、矯正の必要な患者に最適です。



規格及び付属品

名称	型番	寸法(mm)	付属品	JANコード
マジック・ベッド	MB-1	720×920×45	吸引ノズル付ホース、綿カバー2枚	4562192059502
マジック・ベッド	MB-1R	720×920×45	吸引ノズル付ホース	4562192059519
マジック・ベッド ラージ	MB-L	900×1,000×45	吸引ノズル付ホース	4562192059526



マジック・ギプス / E-12、E-13、E-14


製造販売届出番号13B2X00361000GP1

特長 下肢用[E-12]上肢用[E-13]頸頭部用[E-14]の3種類あり、それぞれ部位の固定に適した形状になっています。ギプスシーネの代用に使えます。
用途 E-12:主に下肢の固定に適した形状になっていますが、その他腰部、肋骨、頸椎部の固定にも使えます。
 E-13:主に上肢の固定に適した形状になっていますが、その他小児の足関節、頸椎にも使えます。
 E-14:主に頭部を含めた上半身の固定を目的にした形状になっていますが、その他腰部または小児の全身の固定にも使えます。
 その他、それぞれを組み合わせて各部位を固定することができます。



規格及び付属品

名称	型番	寸法(mm)	付属品	JANコード
マジック・ギプス	E-12	470×900×35	吸引ノズル付ホース、綿カバー2枚、ベルト2本	4562192059533
マジック・ギプス	E-13	280×530×23	吸引ノズル付ホース、綿カバー2枚、ベルト2本	4562192059540
マジック・ギプス	E-14	700×880×45	吸引ノズル付ホース、綿カバー2枚、ベルト3本	4562192059557



ボディー・キーパー / MW-101、EW-201、ZW-301


製造販売届出番号13B2X00361000BK1

特長 柔軟性のある合成ゴムシートを使用しています。
用途 全身を包める大きさになっていますので、術中の体位の固定、術後の姿勢保持など全身固定の必要な患者に最適です。その他、ストレッチャーや担架などで院内移動に使用すると、振動による苦痛を和らげることができます。用途に合わせて3種類の形状をご用意しています。



規格及び付属品 ※受注生産品

名称	型番	寸法(mm)	付属品	JANコード
ボディー・キーパー	MW-101	1,900×750	吸引ノズル付ホース、綿カバー1枚、ベルト3本	4562192059564
ボディー・キーパー	EW-201	1,900×750	吸引ノズル付ホース、綿カバー1枚、ベルト3本	4562192059571
ボディー・キーパー	ZW-301	1,900×750	吸引ノズル付ホース、綿カバー1枚、ベルト3本	4562192059588



搬送固定用ボディー・キーパー / ZTR-1


製造販売届出番号13B2X00361000BK1

特長 柔軟性のある合成ゴムシートを使用しています。周囲にロープを通して使えます。
用途 全身を固定した担架として使えますので院内の緊急時にエレベーターや階段でも使えます。その他、ストレッチャーや担架などで院内移動に使用すると、振動による苦痛を和らげることができます。



規格及び付属品 ※受注生産品


名称	型番	寸法(mm)	付属品	JANコード
ボディー・キーパー	ZTR-1	1,900×750	吸引ノズル付ホース	4562192059595



対脱毛・褥瘡用 麻醉用枕 アネスピロ2

従来の枕は円筒形、角形、ドーナツ型等の種類があります。しかし、これらは枕と頭部の接触部が一点に集中するため脱毛等の原因になると言われています。アネスピロ2は後頭部接触面の形状、材質に改良が加えられ後頭部の圧力が分散するデザインです。


特長 ・長時間の使用に最適。
 ・後頭部の圧力が分散されるため、圧迫が少ない。
 ・通気性がよい二層式発砲素材です。
 ・小児用と大人用では凹凸の大きさが違います。
 ・乳児用(高さ50mmと20mmのセットになります)
 ・いずれも5個入り1箱となります。



品名	品番	サイズ	JANコード
アネスピロ2 大人用	4083	W230xD230xH90mm	JAN:4562127614134
アネスピロ2 小児用	4084	W200xD210xH50mm	JAN:4562127614141
アネスピロ2 乳児用	4086	W150xD160xH50mm 高さ調節マット W150xD160xH20mm	JAN:4562127614158

円座型枕シフォン

特長 ・表面をエンボス加工した円座枕。
 ・固い層と柔らかい層の二段構造。
 ・側臥位と仰臥位で使用出来ます。
 ・5個入り1箱です。
 ・大人用と小児用の2種類。
 ・ディスプレイ品



使用上の注意 ・本製品はディスプレイ商品です。再生使用はしないで下さい。
 ・高温多湿な場所を避けて保管してください。
 ・枕以外の目的に使用しないでください。
 ・水洗いはしないでください。

品名	品番	サイズ	JANコード
シフォン	4089	W265xD265xH55mm	JAN:4562127614172
シフォン小児用	4346	W190xD190xH45mm	JAN:なし

腋窩まもロール

側臥位の際に、腋窩神経と動脈の圧迫を防ぐために腋窩から3~4横指(拳1つ)分あけて挿入する枕です。

芯は形が崩れないように弾力性のある素材を使用し外周は耐圧分散効果が高いウレタンフォームを使用。2個入り1箱



品名	品番	規格・サイズ
まもロール	4332	Lサイズ(W170xD400xH105mm)
まもロール	4334	Mサイズ(W140xD400xH105mm)